

• 有輪便盆椅



剎車

• 無輪便盆椅



腳墊

彈扣

便盆椅

適用對象：

1. 下肢肌力不足等原因、需將便盆高度調高者。
2. 不便前往廁所，需就近採坐姿解便者。



使用說明：

1. 扶手設計，方便坐下及站立。
2. 配合使用者身高，可按下椅腳彈扣以調整高度(部分有輪無此功能)。
3. 防水材質可當浴椅使用。
4. 椅腳止滑材質(有輪可剎車)。

常見便盆椅收納步驟

類型一(無輪-可收折)



類型二(無輪-可收折)



類型三(有輪-可收折)



剎車向下即固定

類型四(有輪-不可收折)



腳踏、座墊向上抬

座椅向上抬及可收納

注意事項：

1. 使用前先檢視便盆椅的腳墊(輪子)、座背墊是否有鬆落或破裂、下陷。
2. 虛弱或活動不便的使用者，使用便盆椅時需家屬或照顧者協助使用，並陪伴在旁，不可離開。
3. 便盆為消耗性產品，損壞後請自行更換。(做為浴椅使用時，請卸下便盆)。
4. 如腳墊已磨損、無法密合、鬆落需進行更換，以保持良好抓地和防滑功能。
5. 輪子定期上潤滑油隔絕水氣的滲透避免生鏽，並清除附著於轉軸上的異物(例如:頭髮、灰塵等)。

--此資料僅供參考，依使用者狀況需適度調整，詳情請與醫生或治療師討論--